

Position assise



Position assise

TABLE DES MATIERES

Travail, bureau	1
Transport en véhicule	2
Thérapeutiques, positionnement.....	3
Fauteuils releveurs.....	5

Position assise

TRAVAIL, BUREAU



Chaises thérapeutiques pour le travail et le bureau, particulièrement adaptées pour les personnes handicapées.

Inclinaison du dossier et du siège. Siège pivotant par crans. Hauteur d'assise réglable par vérin à gaz. Accoudoirs réglables en largeur et en hauteur. Frein à main agissant sur les roulettes. Passage des pieds facilité par la disposition optimale des roues.



Possibilité de choisir :

- Lift électrique
- Forme de dossiers différents
- Formes de placets différents
- Couleurs et matières des revêtements
- Housse pour incontinence

Position assise

TRANSPORT EN VÉHICULE

SIÈGE DE VOITURE RECARO SPORT

Siège de voiture réputé pour sa sécurité et sa qualité. Sur la base d'un modèle Recaro, il est adapté pour les enfants qui ont une tenue du tronc déficiente : pelotes de tête, pelotes de tronc, cale d'abduction et divers soutiens nécessaires au handicap.

Ce siège est réglable et grandit avec l'enfant. Il est monté sur une base pivotante, permettant aux parents d'être face à l'enfant pour les transferts.



SIÈGE DE VOITURE HERNIK IPAI



Le IPAI-NXT permet de multiples réglages de l'appui-tête et garantit un positionnement optimal en fonction de la taille de l'enfant. Il offre également un haut niveau de protection contre les chocs latéraux. L'angle du dossier peut être ajusté et fixé en continu. La ceinture abdominale 5-points avec fermeture rapide permet de bien sécuriser l'enfant.

Position assise

THÉRAPEUTIQUES, POSITIONNEMENT

MADITA-FUN



La chaise de thérapie moderne et intégrative

Réglages :

- Angle d'assise
- Angle du dossier
- Profondeur et largeur d'assise
- Angle, hauteur et largeur des repose-bras
- Hauteur du dossier
- Repose pieds monobloc relevable et réglable en angle
-

SMILLA

Cadre en bois stable, hauteur et profondeur d'assise réglable individuellement. Réglage de la hauteur du dossier et de l'angle d'assise inclus. Rembourrage d'assise et du dossier inclus. Accoudoirs réglables en hauteur inclus. Plate-forme de pied réglable en hauteur et en profondeur inclus. Roulettes transport incl.



Position assise

ORMESA TROLLI



Le Trolli est un système de sièges pour adultes et enfants ayant des besoins spéciaux. Conçu pour garantir un excellent niveau de mobilité à tout moment de la journée, même en voyage, il peut être plié en un seul mouvement rapide, grâce au système de verrouillage international breveté. Une fois fermé, il reste compact, prenant un minimum de place. Trolli est la solution idéale pour tous ceux qui recherchent la stabilité, le confort et la praticité.



Position assise

FAUTEUILS RELEVEURS

TOPRO CORTINA

Le TOPRO Cortina est le fauteuil le plus avancé et le plus confortable pour se lever et s'asseoir que Topro a développé à ce jour.

Le fauteuil est particulièrement confortable grâce au chauffage intégré des sièges pour les fesses et la zone lombaire, surtout en hiver. S'asseoir et se lever de la chaise n'est pas un problème grâce à l'aide à la position debout. Deux moteurs sont utilisés pour régler le dossier et le repose-pieds. Un autre moteur facilite l'assise et la position debout.



VERMEIREN ONTARIO

Le fauteuil releveur vous offre dans un premier temps un confort optimal pour vous relaxer et vous permet également de vous aider à passer de la position assise à la position debout sans le moindre effort. La version 2 moteurs vous permet d'avoir une indépendance totale entre le dossier et le relève-jambes. Vous pouvez ainsi utiliser le relève-jambes sans incliner le dossier, et vis versa

